

<p><b>bg</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Референтни стойности за ST AIA-PACK FT4, както са определени при <b>европейското население</b>.</p> <p><u>Материали и методи</u> Получени са 130 проби от лица, класифицирани като еутироидни, живеещи в района на Париж (Франция). Пробите са били определени с ST AIA-PACK FT4 на фирма Tosoh, следвайки указанията на производителя. Референтните стойности са изчислени с помощта на MedCalc, като е използван 2,5 - 97,5 перцентил за това население.</p> <p><u>Резултати</u> Изчисленията за FT4 2,5 - 97,5 перцентил за 130 лица, класифицирани като еутироидни е от 0,7 ng/dl до 1,63 ng/dl (9 до 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Заклучение</u> От това проучване референтният интервал за ST AIA-PACK FT4 е определен от 0,7 – 1,63 ng/dl</p>	<p><b>de</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referenzwerte für ST AIA-PACK FT4, die in einer <b>europäischen Bevölkerung</b> ermittelt wurden.</p> <p><u>Material und Methoden</u> 130 Proben wurden als euthyroid klassifizierten Menschen aus dem Großraum Paris (Frankreich) abgenommen. Die Proben wurden gemäß den Angaben des Herstellers mit dem Tosoh ST AIA-PACK FT4 untersucht. Referenzwerte wurden mit MedCalc unter Verwendung von 2,5 - 97,5 Perzentil dieser Bevölkerung berechnet.</p> <p><u>Ergebnisse</u> Die 2,5 - 97,5 Perzentil für FT4 wurden auf die 130 als euthyroid klassifizierten Menschen berechnet aus 0,7 ng/dl bis 1,63 ng/dl (9 bis 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Fazit</u> Das aus dieser Studie resultierende Referenzintervall für das ST AIA-PACK FT4 wurde bestimmt als 0,7 – 1,63 ng/dl</p>
<p><b>cs</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referenční hodnoty pro ST AIA-PACK FT4 jsou stanoveny v <b>evropské populaci</b>.</p> <p><u>Materiály a metody</u> 130 vzorků bylo získáno od osob, které byly klasifikovány jako euthyroidní a žijící v oblasti Paříže (Francie). Vzorky byly stanoveny pomocí Tosoh ST AIA-PACK FT4 podle pokynů výrobce. Referenční hodnoty byly vypočteny pomocí MedCalc s použitím 2,5 - 97,5 percentilu této populace.</p> <p><u>Výsledky</u> 2,5 - 97,5 percentil hodnoty FT4 vypočítaný z populace 130 sob hodnocených jako euthyroidní byl v rozmezí 0,7 ng/dl s 1,63 ng/dl (9 s 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Závěr</u> Referenční interval pro ST AIA-PACK FT4 z této studie byl stanoven jako 0,7 – 1,63 ng/dl</p>	<p><b>el</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Τιμές αναφοράς για το ST AIA-PACK FT4 όπως καθορίζονται σε <b>ευρωπαϊκό πληθυσμό</b>.</p> <p><u>Υλικό και μέθοδοι</u> 130 δείγματα συλλέχθηκαν από άτομα με νόσους του θυρεοειδούς που ζουν στην περιοχή του Παρισιού (Γαλλία). Τα δείγματα καθορίστηκαν με το Tosoh ST AIA-PACK FT4 σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι τιμές αναφοράς υπολογίστηκαν με το MedCalc χρησιμοποιώντας το 2,5 - 97,5 εκατοστημόριο του πληθυσμού.</p> <p><u>Αποτελέσματα</u> Το εκατοστημόριο 2,5 - 97,5 για FT4 που υπολογίστηκε για 130 άτομα με νόσους του θυρεοειδούς ήταν από 0,7 ng/dl από 1,63 ng/dl (9 από 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Συμπέρασμα</u> Βάσει αυτής της μελέτης το διάστημα αναφοράς για το ST AIA-PACK FT4 καθορίζεται σε 0,7 – 1,63 ng/dl</p>
<p><b>da</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referenceværdier for ST AIA-PACK FT4 som fastlagt i en <b>europæisk population</b>.</p> <p><u>Materialer og metoder</u> 130 prøver blev taget fra personer, der var klassificeret som euthyreoid og bosat i Paris-området (Frankrig). Prøverne blev bestemt med Tosoh ST AIA-PACK FT4 i henhold til producentens anvisninger. Referenceværdierne blev beregnet med MedCalc ved hjælp af 2,5 - 97,5-percentilen for denne population.</p> <p><u>Resultater</u> 2,5 - 97,5-percentilen for FT4 beregnet for de 130 personer, der var klassificeret som euthyreoid, var fra 0,7 ng/dl til 1,63 ng/dl (9 til 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Konklusion</u> Baseret på dette studie bestemmes referenceintervallet for ST AIA-PACK FT4 til at være 0,7-1,63 ng/dl</p>	<p><b>en</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Reference values for ST AIA-PACK FT4 as determined in a <b>European population</b>.</p> <p><u>Material and Methods</u> 130 samples were obtained from persons, classified as euthyroid, living in the Paris region (France). The samples were determined with the Tosoh ST AIA-PACK FT4 following the instructions of the manufacturer. Reference values were calculated with MedCalc using the 2.5 - 97.5 percentile of this population.</p> <p><u>Results</u> The 2.5 - 97.5 percentile for FT4 calculated on the 130 persons classified as euthyroid were from 0.7 ng/dl to 1.63 ng/dl (9 to 21.07 pmol/l).</p> <p><u>Conclusion</u> From this study the reference interval for the ST AIA-PACK FT4 is determined from: 0.7 – 1.63 ng/dl</p>

<p><b>es</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Valores de referencia para ST AIA-PACK FT4 según se determina en una <b>población europea</b>.</p> <p><u>Materiales y métodos</u> 130 muestras se obtuvieron de personas clasificadas como eutiroideas que viven en la región de París (Francia). Las muestras se determinaron con el Tosoh ST AIA-PACK FT4 siguiendo las instrucciones del fabricante. Los valores de referencia se calcularon con MedCalc usando el percentil del 2,5 - 97,5 de esta población.</p> <p><u>Resultados</u> El percentil de 2,5 - 97,5 para el FT4 calculado en 130 personas, clasificadas como eutiroideas, fue de 0,7 ng/dl a 1,63 ng/dl (9 a 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Conclusión</u> A partir de este estudio, el intervalo de referencia del ST AIA-PACK FT4 se establece en 0,7 – 1,63 ng/dl</p>	<p><b>hr</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referentne vrijednosti za ST AIA-PACK FT4 utvrđene prema <b>europskoj populaciji</b>.</p> <p><u>Materijali i metode</u> Dobiveno je 130 uzoraka od osoba koje su svrstane kao eutireoidne i žive u regiji Pariza (Francuska). Uzorci su utvrđeni s pomoću proizvoda Tosoh ST AIA-PACK FT4 prema uputama proizvođača. Referentne vrijednosti izračunate su s pomoću proizvoda MedCalc uz upotrebu 2,5 - 97,5. percentila ove populacije.</p> <p><u>Rezultati</u> Percentil od 2,5 do 97,5 za FT4 izračunat na 130 osoba koje su svrstane kao eutireoidne iznosio je od 0,7 ng/dl do 1,63 ng/dl (9 do 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Zaključak</u> U ovom ispitivanju utvrđeno je da referentni interval za ST AIA-PACK FT4 iznosi:  0,7 – 1,63 ng/dl</p>
<p><b>et</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p><b>Euroopa populatsioonile</b> määratud ST AIA-PACK FT4 kontrollväärtused.</p> <p><u>Material ja meetodid</u> 130 proovi saadi inimestelt, kes liigitati eutüroidseteks ning kes elasid Pariisi piirkonnas (Prantsusmaal). Proovid määrati Tosoh ST AIA-PACK FT4 abil, tootja juhiseid järgides. Kontrollväärtused arvutati MedCalc tarkvaraga, kasutades selle populatsiooni 2,5 - 97,5 protsentiili.</p> <p><u>Tulemused</u> FT4 2,5 - 97,5 protsentiil, mis arvutati 130 eutüroidseteks liigitatud inimese põhjal, oli vahemikus 0,7 - 1,63 ng/dl (9 - 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Kokkuvõtte</u> Selle uuringu põhjal määrati ST AIA-PACK FT4 kontrollvahemikuks 0,7 – 1,63 ng/dl</p>	<p><b>hu</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Az ST AIA-PACK FT4-re vonatkozó referenciaértékek, amelyeket egy <b>európai populációban</b> határoztak meg.</p> <p><u>Anyagok és módszerek</u> 130 mintát gyűjtöttek a párizsi régióban (Franciaország) élő, eutireoidnak minősített egyénektől. A mintákat a Tosoh ST AIA-PACK FT4 segítségével határozták meg, a gyártó utasításait követve. A referenciaértékeket a MedCalc segítségével számították ki, ezen populáció 2,5 - 97,5 percentilisével alkalmazva.</p> <p><u>Eredmények</u> Az eutireoidnak minősített 130 személyen számított FT4 2,5 - 97,5 percentilise 0,7 ng/dl és 1,63 ng/dl (9 és 21,07 pmol/l)-ből származott.</p> <p><u>Következtetés</u> Ebből a vizsgálatból az ST AIA-PACK FT4 referenciaartományát 0,7 – 1,63 ng/dl között határozták meg</p>
<p><b>fr</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Valeurs de référence du ST AIA-PACK FT4 telles que déterminées au sein d'une <b>population européenne</b>.</p> <p><u>Matériel et méthodes</u> 130 échantillons ont été prélevés sur des personnes vivant dans la région de Paris (France) et considérées comme euthyroïdiens. Les échantillons ont été analysés à l'aide du Tosoh ST AIA-PACK FT4 conformément aux instructions du fabricant. Les valeurs de référence ont été déterminées à l'aide de MedCalc en utilisant 2,5 - 97,5 centiles de cette population.</p> <p><u>Résultats</u> Les centiles 2,5 - 97,5 pour le FT4 calculés pour les 130 personnes considérées comme euthyroïdiens étaient compris entre 0,7 ng/dl et 1,63 ng/dl (entre 9 et 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Conclusion</u> L'intervalle de référence pour le ST AIA-PACK FT4 obtenu dans le cadre de cette étude est déterminé comme étant de : 0,7 – 1,63 ng/dl</p>	<p><b>it</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Valori di riferimento per ST AIA-PACK THS definiti in una <b>popolazione europea</b>.</p> <p><u>Materiale e metodi</u> 130 campioni sono stati prelevati da soggetti classificati come eutiroidei residenti nella regione di Parigi (Francia). I campioni sono stati determinati con il Tosoh ST AIA-PACK FT4 nel rispetto delle istruzioni del produttore. I valori di riferimento sono stati calcolati con MedCalc utilizzando il percentile 2,5 - 97,5 della popolazione.</p> <p><u>Risultati</u> Il percentile 2,5 - 97,5 per l'FT4 calcolato sui 130 soggetti classificati come eutiroidei è compreso tra 0,7 ng/dl a 1,63 ng/dl (9 a 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Conclusione</u> Per il presente studio, l'intervallo di riferimento per lo ST AIA-PACK FT4 è stato determinato di 0,7 – 1,63 ng/dl</p>

<p><b>it</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>ST AIA-PACK FT4 referenținēs koncentrācijas nustatytos <b>Europos populacijai</b>.</p> <p><u>Medžiagos ir metodai</u> Buvo gauti 130 mėginiai iš žmonių, klasifikuotų kaip eutireotiniai, gyvenančių Paryžiaus srityje (Prancūzija). Mėginiai buvo iširti „Tosoh“ ST AIA-PACK FT4 pagal gamintojo nurodymus. Referenținēs koncentracijos buvo apskaičiuotos „MedCalc“, įtraukiant 2,5 - 97,5 populiacijos procentilę.</p> <p><u>Rezultatai</u> 2,5 - 97,5 procentilē FT4 apskaičiuota 130 žmonių, klasifikuotų kaip eutireotiniai, buvo nuo 0,7 ng/dl iki 1,63 ng/dl (9 iki 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Išvada</u> ST AIA-PACK FT4 referenținis intervalas, pagal šį tyrimą, nustatytas nuo 0,7 iki 1,63 ng/dl</p>	<p><b>pl</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Wartości referencyjne dla ST AIA-PACK FT4 określone dla <b>odczynnika populacji europejskiej</b>.</p> <p><u>Materiał i metody</u> 130 próbek pobrano od osób zamieszkałych w regionie paryskim (Francja), w przypadku, których sklasyfikowano stan eutyreozy. Próbkę oznaczono z zastosowaniem odczynnika ST AIA-PACK FT4 firmy Tosoh, zgodnie z instrukcją producenta. Wartości referencyjne obliczono przy użyciu programu MedCalc, z wykorzystaniem 2,5 - 97,5 procentyla tej populacji.</p> <p><u>Wyniki</u> 2,5 - 97,5 procentyl dla hormonu FT4 obliczony dla 130 osób, w przypadku których sklasyfikowano stan eutyreozy wynosił od 0,7 ng/dl do 1,63 ng/dl (9 do 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Wnioski</u> W tym badaniu przedział referencyjny dla odczynnika ST AIA-PACK FT4 określono jako wartość od 0,7 – 1,63 ng/dl</p>
<p><b>lv</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>„ST AIA-PACK FT4” atsaucēs vērtības, kas iegūtas no <b>Eiropas iedzīvotājiem</b>.</p> <p><u>Materiāls un metodes</u> 130 paraugi ir iegūti no eitiroīda klasificētām personām, kas dzīvo Parīzes reģionā (Francijā). Paraugi tika noteikti ar „Tosoh ST AIA-PACK FT4”, ņemot vērā ražotāja instrukcijas. Atsaucēs lielumī ir aprēķināti ar „MedCalc”, izmantojot 2,5 - 97,5 procentilēm iedzīvotāju.</p> <p><u>Rezultāti</u> 2,5 - 97,5 procentilēs iedzīvotājiem „FT4” aprēķināja 130 personām, klasificētām kā eitiroīdi, bija no 0,7 ng/dl ar 1,63 ng/dl (9 ar 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Secinājums</u> Šajā pētījumā „ST AIA-PACK FT4” atsaucēs intervāls ir noteikts kā 0,7–1,63 ng/dl</p>	<p><b>pt</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Valores de referēncia do ST AIA-PACK FT4, conforme determinado na <b>população europeia</b>.</p> <p><u>Materiał e Métodos</u> Foram recolhidas 130 amostras de indivíduos, classificados como eutiróides, na região de Paris (França). As amostras foram determinadas com o Tosoh ST AIA-PACK FT4 respeitando as instruções do fabricante. Os valores de referēncia foram calculados com o MedCalc utilizando o percentil 2,5 - 97,5 desta população.</p> <p><u>Resultados</u> O percentil 2,5 - 97,5 do FT4 calculado em 130 indivíduos, classificados como eutiróides foi de 0,7 ng/d a 1,63 ng/dl (9 a 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Conclusão</u> A partir deste estudo, o intervalo de referēncia para o ST AIA-PACK FT4 é determinado de 0,7 – 1,63 ng/dl</p>
<p><b>no</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referanseverdier for ST AIA-PACK FT4 som fastslått i en <b>europēisk befolkning</b>.</p> <p><u>Materiale og metoder</u> 130 prøver ble samlet fra personer, klassifisert som eutyroid, som bor i og omkring Paris (Frankrike). Prøvene ble fastslått med Tosoh ST AIA-PACK FT4 ved å følge produsentens instruksjoner. Referanseverdier ble beregnet med MedCalc ved å bruke 2,5-97,5 prosentilen for denne befolkningen.</p> <p><u>Resultater</u> 2,5-97,5 prosentilen for FT4 beregnet for de 130 personene, klassifisert som eutyroid, var fra 0,7 ng/dl og 1,63 ng/dl (9 og 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Konklusjon</u> Basert på denne studien er referanseintervallet for ST AIA-PACK FT4 fastslått til å være 0,7–1,63 ng/dl</p>	<p><b>ro</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Valorile de referință pentru ST AIA-PACK FT4 așa cum sunt determinate în cadrul <b>populației Europene</b>.</p> <p><u>Materiale și Metode</u> 130 de probe au fost obținute de la persoane, clasificate drept eutiroidiene, care trăiesc în zona Parisului (Franța). Probele au fost determinate folosind Tosoh ST AIA-PACK FT4 și respectând instrucțiunile producătorului. Valorile de referință au fost calculate cu MedCalc folosind percentila 2,5 - 97,5 din această populație.</p> <p><u>Rezultate</u> Percentilele 2,5 - 97,5 pentru FT4, calculate pentru cele 130 de persoane, clasificate drept eutiroidiene, au fost cuprinse între 0,7 ng/dl și 1,63 ng/dl (9 și 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Concluzie</u> Pe baza acestui studiu, intervalul de referință pentru ST AIA-PACK FT4 este determinat de la 0,7 la 1,63 ng/dl</p>

<p><b>sk</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referenčné hodnoty ST AIA-PACK FT4 stanovené pre <b>európsku populáciu</b>.</p> <p><u>Materiál a metódy</u> Bolo získaných 130 vzoriek od osôb bez porúch funkcie štítnej žľazy, žijúcich v oblasti Paríža (Francúzsko). Vzorky boli hodnotené testom Tosoh ST AIA-PACK FT4 podľa pokynov výrobcu. Referenčné hodnoty boli vypočítané pomocou MedCalc použitím 2,5 - 97,5 percentilu tejto populácie.</p> <p><u>Výsledky</u> Hodnoty 2,5 - 97,5 percentilu pre FT4 vypočítaného na 130 osobách bez porúch funkcie štítnej žľazy boli 0,7 ng/dl do 1,63 ng/dl (9 do 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Záver</u> Z tejto štúdie je referenčný interval pre ST AIA-PACK FT4 stanovený ako 0,7 – 1,63 ng/dl</p>	<p><b>tr</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>ST AIA-PACK FT4 için referans değerler <b>Avrupalı denek</b> grubu içinde belirlenmiştir.</p> <p><u>Malzemeler ve Yöntemler</u> Paris bölgesinde (Fransa) yaşayan ve ötiroid olarak sınıflandırılan kişilerden 130 örnek alınmıştır. Örnekler, üreticinin talimatlarına uygun olarak Tosoh ST AIA-PACK FT4'te belirlenmiştir. Referans değerler MedCalc ile, bu denek grubunun yüzde 2,5-97,5'i ile hesaplanmıştır.</p> <p><u>Sonuçlar</u> Ötiroid olarak tanımlanan 130 kişide, FT4 için yüzde 2,5-97,5'lik aralık, 0,7 ng/dl ve 1,63 ng/dl (9 ve 21,07 pmol/l) olmuştur.</p> <p><u>Sonuç</u> Bu çalışmaya göre ST AIA-PACK FT4 için referans aralık şu şekilde belirlenmiştir 0,7–1,63 ng/dl</p>
<p><b>sl</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referenčne vrednosti za ST AIA-PACK FT4, ki so določene v <b>populaciji Evropejcev</b>.</p> <p><u>Materiali in metode</u> Pridobili so 130 vzorcev od oseb, ki so opredeljene kot evtirotične in živijo v okolici Pariza (Francija). Vzorci so bili analizirani s testom Tosoh ST AIA-PACK FT4 po navodilih izdelovalca. Referenčne vrednosti so bile izračunane s paketom MedCalc z uporabo razpona od 2,5 - 97,5 percentila te populacije.</p> <p><u>Rezultati</u> Izračunani razpon od 2,5 - 97,5 percentila FT4 130 oseb, ki so opredeljene kot evtirotične, je bil od 0,7 ng/dl do 1,63 ng/dl (9 do 21,07 pmol/l).</p> <p><u>Zaključek</u> Na osnovi te študije je referenčni interval za test ST AIA-PACK FT4 0,7–1,63 ng/dl</p>	
<p><b>sv</b></p> <p><b>EXTRA INFO FT4:</b></p> <p>Referensvärden för ST AIA-PACK FT4 fastställda med <b>Europeisk befolkning</b>.</p> <p><u>Materiäl och metoder</u> 130 prover från personer klassificerade som eutyroid, bosatta i Paris-området (Frankrike). Proverna fastställdes med Tosoh ST AIA-PACK FT4 enligt tillverkarens anvisningar. Referensvärdena beräknades med MedCalc där 2,5 - 97,5 percentil av befolkningen användes.</p> <p><u>Resultat</u> Percentilen 2,5 - 97,5 för FT4 beräknad på de 130 personerna, klassificerade som eutyroid, var från 0,7 ng/dl till 1,63 ng/dl (9 till 21,07 pmol/l)</p> <p><u>Slutsats</u> Från denna studie fastställdes referensintervallet för ST AIA-PACK FT4 till 0,7-1,63 ng/dl</p>	